

MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT

HORMONE SALIVAIRE

MATÉRIEL

Pour réaliser ce prélèvement, nous vous fournissons :

- 1 tube à bouchon blanc.

⚠ IMPORTANT

- La salive récoltée doit être pure, sans crachat et sans saignement de gencive.
- Le prélèvement salivaire doit se faire à jeun, le matin avant 10h00 sans s'être brossé les dents.

ÉTAPE 1



Notez sur l'étiquette du tube fourni votre nom, prénom, date de naissance, date et heure de prélèvement.

ÉTAPE 2



Lavez-vous soigneusement les mains.

ÉTAPE 3



Recueillez votre salive directement dans le tube jusqu'au trait noir.

ÉTAPE 4



Refermez le tube et placez-le dans le sachet prévu à cet effet.