

## MODALITÉ DE PRÉLÈVEMENT

### URINES AVEC STABILISATEUR

## MATÉRIEL

Pour réaliser ce prélèvement, vous avez besoin :

- 1 récipient propre pour le recueil (non fourni).
- 1 pot à bouchon jaune (fourni).

## ⚠ IMPORTANT

Le pot fourni ne peut pas être rincé.

Il contient un stabilisateur indispensable à l'analyse.

La veille du recueil, il est nécessaire de consommer un repas varié constitué de glucides, lipides et protéines car les analyses réalisées sur cette urine sont des analyses dynamiques.

Prélèvement à réaliser à jeun.

## ÉTAPE 1



Notez sur l'étiquette du pot fourni : votre nom, prénom et date de naissance.

## ÉTAPE 2



Lavez-vous soigneusement les mains.

## ÉTAPE 3




Récoutez vos premières urines du matin dans le récipient propre que vous avez préparé. Si vous devez uriner la nuit, celles-ci remplacent les premières urines du matin.

## ÉTAPE 4



Ouvrez le pot fourni et transvasez les urines récoltées pour le remplir.

## ÉTAPE 5



Fermez hermétiquement le pot et placez-le dans le sachet prévu à cet effet.